


2つのUFOを体感せよ！



2017 2018
12/1 金 ~ 2/28 水

Double UFO Campaign

ダブルUFOキャンペーン

STS UFO



通常会員価格
1個 20,412円(税込)・10,000Pのところ
1個 **10,800**円(税込)・2,000P

ほかほかUFO (実験用)



通常会員価格
1個 51,300円(税込)・20,000Pのところ
1個 **30,240**円(税込)・3,000P

※製品詳細は裏面をご覧ください。

ダブルUFOキャンペーン

STS UFO

容器は安全・衛生的！

耐食性に優れたステンレス（SUS316L）を採用。
半永久的に使用できます。



プラズマイオテク加工焼付処理！

本体は Ag、Cu、V、Ti によるプラズマイオテク加工焼付処理をしています。

低分子化された STS UFO 水は・・・

- ①酸化防止、②電子還元、③熱伝導の増大、④草花の生育促進、⑤揚げ油の長持ち、⑥お茶、コーヒー、お酒などがさらにまるやか・・・などの効果が期待できます。

静置法による検査で殺菌・除菌・抗菌効果を実証

	※一般細菌数
井戸水（原水）	1mL 中 約 660 個
STS UFO 水	1mL 中 約 15 個

※各数値は開発検証時の数値です。
様々な状況によって、数値は変動します。

使用方法

お水を入れた電気ポットの中に一緒に STS UFO を入れておき、8℃以上のお湯に3～10分浸すと STS UFO 水の出来上がり。電気ポットの熱に反応し、より短時間で生成されます。使用前に煮沸洗浄を行ってください。

ぽかぽかUFO (実験用)



浴槽に入れるだけの手軽さ、自宅で味わえる温泉気分

台所で活躍する STS UFO がお風呂用として登場！低い温度（約10℃）からでも反応するセラミックスを使用し、家庭のお風呂環境に貢献します。

製品の特長

STS 特殊セラミックスをお風呂用に配合

- ①常温でも高い遠赤外線を放射するセラミックス
- ②酸やアルカリ等の耐薬品性に優れたセラミックス
- ③マイナスイオンを放出するセラミックス

STS ゆらぎ理論に基づいた設計



使用方法

1. 本体を予め浴槽の底に置いてから水やお湯を入れてください。
2. お湯をよくかき混ぜてから入浴してください。
3. お湯は少しぬるめにして、ゆっくりと入浴し、身体に負担がかかるような入浴は避けてください。

サイズ	直径約 259mm 厚さ約 52mm
重量	約 2.4kg
材質	・ABS樹脂 ・セラミックス ・ナイロン
使用温度	10℃～45℃